



UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE

NITRIL LIGHT



Alten- und Pflegeheime



Mobile Pflegedienste

Einsatzbereich

Dieser Untersuchungshandschuh kann durch seine hervorragende Tastsensibilität sowohl im Alten- und Pflegeheim als auch in der mobilen Betreuung eingesetzt werden. Durch den zuverlässigen Schutz vor Körperflüssigkeiten und Krankheitserregern, bietet er sich besonders im pflegerischen Umfeld an.

Produkteigenschaften

- beständig als Spritzschutz gegen viele verdünnte Chemikalien
- Desinfektionsmittel- und Zytostatika-beständig
- öl- und fettbeständig
- sehr hohe Tastsensibilität und hervorragende Passform
- ohne Naturlatex-Proteine (geeignet für Latexallergiker)

Produktspezifikation

Material	syn. Nitril-Butadien-Kautschuk (nicht steril)
Gesamtlänge (gemäß EN 420)	240 mm
Wanddicke (im Handflächenbereich einfach gemessen)	min. 0,05 mm
Oberfläche innen	puderfrei
Oberfläche außen	Fingerspitzen texturiert
Lagerung (ab Produktionsdatum)	3 Jahre

Einstufung

- Medizinprodukt der Risikoklasse I gemäß Richtlinie 93/42/EWG, geprüft nach ASTM D6319
- Einmalschutzhandschuh der Risikokategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425
- bestätigte Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß VO (EU) Nr. 1935/2004



Verkaufseinheiten:

Farbe	Größe	Art.-Nr.	PZN	Inhalt
weiß	S (6-7)	2134157	15199349	100 Stk.
	M (7-8)	2134158	15199361	100 Stk.
	L (8-9)	2134159	15199378	100 Stk.
	XL (9-10)	2134160	15199384	100 Stk.
violett	XS (4-5)	2134183	15199674	100 Stk.
	S (5-6)	2134184	15199680	150 Stk.
	M (7-8)	2134185	15199697	150 Stk.
	L (8-9)	2134186	15199705	150 Stk.
	XL (9-10)	2134187	15199711	150 Stk.